

Anticuerpo Policlonal De Conejo Hdgfrp2 - Hdgfrp2

Número de artículo: CM0025514

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a HDGFRP2 humano, validado en WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. El inmunógeno corresponde a la región C-terminal (aa 501-670). Ideal para investigación sobre la proteína 2 relacionada con el factor de crecimiento derivado de hepatoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HDGFRP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HRP2; HDGF2; HRP-2; HDGF-2; HDGFRP2
Especie	Humano
ID del Gen	84717
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 501-670 de HDGFRP2 humano (NP_116020.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo