

Anticuerpo Policlonal De Conejo Hdgrfp3 - Hdgrfp3

Número de artículo: CM0026730

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína 3 relacionada con el factor de crecimiento derivado de hepatoma (HDGFRP3/HDGF2/HRP-3). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de cáncer y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HDGFRP3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HDGF2; HRP-3; HDGF-2; CGI-142; HDGFRP3
Especie	Humano
ID del gen	50810
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-203 de HDGFRP3 humano (NP_057157.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
Peso proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo