

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Heme Oxigenasa 1 (Ho-1/Hmox1) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09601

Número de artículo: CM0013872



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la Heme Oxigenasa 1 (HO-1/HMOX1), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación del metabolismo del hemo, el cáncer y las infecciones virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Heme Oxigenasa 1 (HO-1/HMOX1) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; Heme Oxigenasa 1 (HO-1/HMOX1)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3162
GeneID	3162
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-265 de la Heme Oxigenasa 1 humana (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Polic Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09601
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo