


Anticuerpo Policlonal De Conejo Hexa Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06865

Número de artículo: CM0030222



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo HEXA dirigido a la subunidad alfa de la beta-hexosaminidasa. Apto para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de enfermedades de almacenamiento lisosomal y metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HEXA Ac pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TSD; HEXA
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	3073
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-529 de HEXA humano (NP_000511.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06865
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo