


Hfe2 Rabbit Pab - Q6Zvn8

Número de artículo: CM0029504



Introducción

El HFE2 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para Western blot y ELISA, dirigido contra la hemojuvelina humana con reactividad cruzada a ratón y rata, para la investigación de la homeostasis del hierro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HFE2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JH; HFE2; RGM; HFE2A
Especie	Humano
GeneID	148738
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-174 de HFE2 humano (NP_998817.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q6ZVN8
Peso molecular	45kDa
Envío	Bolsa de hielo