


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Hibch Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Nvy1

Número de artículo: CM0012035



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo HIBCH validado para WB, IHC-P, ELISA en humanos, ratones y ratas. Detecta la 3-hidroxisobutiril-CoA hidrolasa mitocondrial de 43 kDa; ideal para investigación sobre catabolismo de valina y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HIBCH Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HIBYLCOAH
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	26275
ID del gen	26275
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-330 de la HIBCH humana (NP_055177.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6NVY1
Peso molecular de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo