

Anticuerpo Policlonal De Conejo Hif1B/Arnt Para If/Icc, Elisa - P27540

Número de artículo: CM0024193



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo HIF1 β /ARNT (pAb) validado para IF/ICC y ELISA. Detecta ARNT humano, de ratón y de rata (SWISS: P27540). Ideal para investigación de respuesta a hipoxia y señalización del receptor de hidrocarburos arílicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo HIF1 β /ARNT
Observaciones/Alias	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1 β /ARNT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	405
GeneID	405
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 465-570 de HIF1 β /ARNT humano (NP_001659.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27540
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo