

Panel De Anticuerpos Monoclonales De Conejo De Alto Rendimiento Para Citometría De Flujo De Tregs Humanos - Panel De Tregs Humanos

Número de artículo: CM0011940

Introducción

Panel de anticuerpos monoclonales de conejo para el análisis de células T reguladoras humanas (Treg) mediante citometría de flujo. Permite la inmunofenotipificación precisa de poblaciones de Treg, apoyando la investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Panel de Tregs Humanos
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humana
Envío	Bolsa de hielo