

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Histona H1T Para Wb, If-P, Elisa - Q07133

Número de artículo: CM0023318

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la histona H1t específica de testículo, validado para WB, IF-P y ELISA en muestras de ratón y rata; ideal para aplicaciones de investigación sobre cromatina y meiosis IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Histona H1t pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H1t; H1-6; H1.6; H1ft; Hist1h1t; Histona H1t
Especie	Ratón
GenelD (humano)	H1
GenelD	107970
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q07133
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo