

Hla-A Rabbit Mab - P01891

Número de artículo: CM0002260

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra HLA-A humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas, peso molecular predicho 41 kDa. Adecuado para investigación en inmunología y trasplantes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HLA-A Rabbit mAb
Observaciones/Alíase	HLAA; HLA-A
Especie	Humano
ID de gen	3105
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del HLA-A humano (P04439)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01891
Peso proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo