

Hla-Dpb1 Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04440

Número de artículo: CM0013130



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la HLA-DPB1 humana, una proteína MHC de clase II que presenta antígenos exógenos a las células T CD4. Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	HLA-DPB1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B; HLA-DPB1
Especie	Humano
ID de gen	3115
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-225 de la HLA-DPB1 humana (NP_002112.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04440
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo