

Anticuerpo Policlonal De Conejo Hla-Drb1 Para Wb Y Elisa - P01911 / P01912 / Q29974

Número de artículo: CM0030315



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo HLA-DRB1 de alta calidad para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta la cadena beta de MHC clase II (30 kDa) humana y de ratón. Ideal para investigación en inmunología sobre presentación de antígenos y respuestas de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	HLA-DRB1 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	SS1; DRB1; HLA-DRB; HLA-DR1B; HLA-DRB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3123
GeneID	3123
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-230 del HLA-DRB1 humano (NP_002115.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P01911 / P01912 / Q29974
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo