

## Anticuerpo Policlonal Conejillo Anti-HLA-G Para Wb, Elisa - P17693

Número de artículo: CM0029110



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HLA-G humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la tolerancia inmunitaria en la interfaz materno-fetal, inmunología reproductiva e investigación de puntos de control inmunitario. Peso molecular predicho 38 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb Conejillo Anti-HLA-G                                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | MHC-G; HLA-G                                                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 3135                                                                                                                                                     |
| GeneID              | 3135                                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-230 de HLA-G humano (NP_002118.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                      |
| SWISS               | P17693                                                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 38kDa                                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                           |