

Hmg20B Conejo Pab Para Wb, Elisa - Q9P0W2

Número de artículo: CM0028343

Introducción

HMG20B Conejo pAb es un anticuerpo policlonal producido en conejo, que reconoce HMG20B humano y de ratón. Adecuado para WB y ELISA, se dirige a un regulador de la cromatina esencial para la progresión del ciclo celular y la represión de la transcripción.

[Aprende más](#)

Nombre del Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HMG20B Conejo pAb
Observaciones/Alias	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10362
ID del Gen	10362
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-317 de HMG20B humano (NP_006330.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9P0W2
Peso de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo