

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Hnrnpf Para Wb Y Elisa - P52597

Número de artículo: CM0023337



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HNRNPF validado para WB y ELISA; reacciona con humano y ratón. Adecuado para el estudio de splicing alternativo y la función de proteínas de unión a ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HNRNPF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HNRPF; mcs94-1; OK/SW-cl.23; HNRNPF
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3185
ID del gen	3185
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 315-415 de la HNRNPF humana (NP_004957.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P52597
Peso molecular de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo