


Anticuerpo Policlonico De Conejo Para Hnrnpr Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43390

Número de artículo: CM0020040



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra HNRNPR validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta la proteína ribonucleoproteína nuclear heterogénea R de humano, ratón y rata, un actor clave en el procesamiento del ARNm. Ideal para investigación en biología del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNRNPR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HNRPR; NEDDFSB; hnRNP-R; HNRNPR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10236
GeneID	10236
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 550-633 de HNRNPR humano (NP_005817.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43390
Peso de la Proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo