

Anticuerpo Policlonal De Conejo Homer1 Para Wb, If-P, Elisa - Q86Ym7

Número de artículo: CM0028642

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-HOMER1. Validado para Western blot, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Proteína de andamiaje involucrada en la señalización sináptica y la plasticidad. Ideal para la investigación en neurociencias sobre el acoplamiento del receptor metabotrópico de glutamato y la morfología de las espinas dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOMER1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; HOMER1
Especie	Humano
GenID (Humano)	9456
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 125-354 del HOMER1 humano (NP_004263.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86YM7
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo