

Polymab® De Conejo Anti-Hopx Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bpy8

Número de artículo: CM0002214

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante dirigido contra HOPX humano (proteína Homeodomain-only). Validado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del desarrollo cardíaco y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PolymAb® de conejo anti-HOPX
Observaciones/Alias	HOD; HOP; OB1; LAGY; TOTO; CAMEO; NECC1; SMAP31
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-73 de HOPX humano (NP_631957.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BPY8
Peso proteico	8 kDa
Envío	Bolsa de hielo