

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Hoxb4 Para Wb Y Elisa - P17483

Número de artículo: CM0002241

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra HOXB4 humano, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para el estudio de factores de transcripción homeobox en biología del desarrollo e investigación de regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOXB4 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
Especie	Humano
ID de Gen	3214
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de HOXB4 humano (P17483)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P17483
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo