

Mab De Conejo Anti-Digoxina Conjugado Con Hrp Para Elisa Y Dot Blot - Digoxina

Número de artículo: CM0007705

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con HRP contra la digoxina. Validado para DB y ELISA. Reactividad cruzada independiente de la especie. Ideal para la detección de moléculas pequeñas en inmunoensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-digoxina conjugado con HRP
Observaciones/Alias	Digoxina; Digoxina conjugada con HRP
Inmunógeno	Compuestos químicos Digoxina
Origen	Oryctolagus cuniculus
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo