

Anticuerpo Policlonal De Conejo Hrsp12 Para Wb, Elisa - P52758

Número de artículo: CM0026424



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra HRSP12 humano (RIDA), validado para WB y ELISA. Adecuado para estudiar el metabolismo de enamina/imina y la escisión de ARN dependante de m6A. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HRSP12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PSP; P14.5; UK114; HRSP12; hp14.5
Especie	Humano
ID de Gen	10247
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-137 de HRSP12 humano (NP_005827.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52758
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo