

Hs2St1 Conejo Pab - Q7Lga3

Número de artículo: CM0015117

Introducción

HS2ST1 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA. Detecta HS2ST1 humano, de ratón y de rata, una heparán sulfato 2-O-sulfotransferasa de 42 kDa involucrada en el desarrollo renal y la biosíntesis de HS.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HS2ST1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NFSRA; dJ604K5.2; HS2ST1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9653
GeneID	9653
Inmunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-229 de HS2ST1 humano (NP_001127964.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7LGA3
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo