

Pab De Conejo Contra Hsc70/Hspa8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11142

Número de artículo: CM0020556



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Hsc70/HSPA8 humano (proteína cognada de choque térmico de 71 kDa, HSPA8). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata y mono. Adecuado para investigación de chaperonas, autofagia y estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Hsc70/HSPA8
Observaciones/Alias	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3312
GeneID	3312
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-615 de Hsc70/HSPA8 humano (NP_006588.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	P11142
Peso de la proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo