

Hsd17B2 Pab De Conejo - P37059

Número de artículo: CM0020149

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HSD17B2, una 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa que inactiva el estradiol y la testosterona. Adecuado para WB y ELISA con reactividad en humanos, ratones y ratas. Útil para estudios del metabolismo de esteroides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HSD17B2 pAb de conejo
Observaciones/Alíase	HSD17; SDR9C2; EDH17B2; HSD17B2
Especie	Humano
GeneID	3294
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia de aminoácidos 100-200 de HSD17B2 humano (NP_002144.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P37059
Peso molecular	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo