


Hsp27/Hspb1 Conejo Pab - P04792

Número de artículo: CM0012905



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo HSP27/HSPB1 validado para Western blot (WB), Inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Reacciona con HSP27/HSPB1 humano, de ratón y de rata (SWISS P04792). Se dirige a la proteína de choque térmico beta-1, una chaperona molecular involucrada en la respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HSP27/HSPB1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; HSP27/HSPB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3315
GeneID	3315
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de HSP27/HSPB1 humano (NP_001531.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04792
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo