

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Hspa14 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q0Vdf9

Número de artículo: CM0006620

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra HSPA14 humano (HSP70-4, HSP70L1) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado en Humano y Ratón. Chaperona citosólica involucrada en el plegamiento de polipéptidos nacientes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo HSPA14
Observaciones/Alias	HSP70-4; HSP70L1; MSANTD7; HSPA14
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51182
ID del Gen	51182
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del HSPA14 humano (Q0VDF9).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q0VDF9
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo