


Anticuerpo Policlonal Contra Hspb11 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y547

Número de artículo: CM0023722



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HSPB11 (IFT25, PP25) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en biología ciliar, señalización SHH y fertilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HSPB11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PP25, FAP232, HSPB11, C1orf41, CFAP232, HSPC034
Especie	Humano
ID genético (Humano)	51668
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-144 de la HSPB11 humana (NP_057210.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y547
Peso molecular de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo