


Htatsf1 Pab De Conejo - 043719

Número de artículo: CM0029709



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HTATSF1, un componente del spliceosoma y cofactor de la Tat del VIH. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre empalme nuclear y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HTATSF1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	TATSF1; TAT-SF1; dJ196E23.2; HTATSF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27336
GeneID	27336
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de la HTATSF1 humana (NP_055315.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43719
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo