


Anticuerpo Policlonal De Conejo Htra3 Para Wb Y Elisa - P83110

Número de artículo: CM0013932



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HTRA3 humano (serina proteasa, supresor tumoral, desarrollo placentario). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en biología reproductiva y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HTRA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Prsp; Tasp; HTRA3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	94031
ID de gen	94031
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 334-453 de HTRA3 humano (NP_444272.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P83110
Peso molecular de proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo