

Panel De Células T Activadas Humanas - Anticuerpo Monoclonal De Conejo

Número de artículo: CM0009186

Introducción

Panel de Células T Activadas Humanas, anticuerpos monoclonales de conejo para el análisis por citometría de flujo de células T humanas activadas. Diseñado para uso en investigación en inmunología y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Panel de Células T Activadas Humanas
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
Envío	Bolsa de hielo