

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ager Humano Para Wb, Elisa - Q15109

Número de artículo: CM0019034



Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra AGER humano (RAGE) validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en inflamación, diabetes y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-AGER humano
Observaciones/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER humano
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	177
ID del Gen	177
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-344 del AGER humano (NP_001127.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q15109
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo