

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Complemento C6 Humano Para Wb Y Elisa - P13671

Número de artículo: CM0014279



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido al complemento C6 humano, un componente clave del MAC. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para la investigación de la vía del complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C6
Especie	Humano
ID de Gen	729
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 586-934 del C6 humano (NP_000056.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P13671
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo