


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IgA1 Humana Para Wb Y Elisa - P01876

Número de artículo: CM0004054



Introducción

CamelBio ofrece este anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la IgA1 humana, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Adecuado para investigación sobre inmunidad mucosa, función de inmunoglobulinas y biología de linfocitos B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgA1 humana
Observaciones/Alias	IgA1
Especie	Humana
ID del gen	3493
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-353 de la IgA1 humana (P01876)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01876
Peso de la proteína	37KDa/42KDa
Envío	Bolsa de hielo