

Mab De Conejo Contra La Ige Humana Para Wb, Fc, Elisa - P01854

Número de artículo: CM0006982



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la región constante de la cadena pesada de la IgE humana (IGH2, P01854). Validado en WB, FC y ELISA. Reconoce la IgE secretada y unida a membrana, esencial para la investigación de alergias, inflamación y células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	mAb de conejo contra la IgE humana
Observaciones/Alias	Igh2; IGHE; IGHEP1; IgE humana
Especie	Humana
ID del gen	3497 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 104-428 de la IgE humana (P01854).
Origen	Co nejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01854
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo