


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra IgG Humana (Fc) Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Número de artículo: CM0006024



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra IgG Humana (Fc) de alta calidad, validado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reconoce subclases de IgG humana (P01857, P01859, P01860, P01861). Inmunógeno recombinante, 52kDa. Ideal para investigación inmunológica y diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-IgG Humana (Fc)
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3,500,350,135,023,500
GeneID	3,500,350,135,023,500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-330 de la IgG humana (Fc) mAb (P01857).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo