


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra IgG1 Humana/Cadena Pesada Constante Gamma De Inmunoglobulina 1 Para Wb, Elisa - P01857

Número de artículo: CM0024143



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la IgG1 humana (cadena pesada constante gamma 1, IGHG1). Adecuado para transferencia Western (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. El inmunógeno corresponde a los aminoácidos 21-130 (dominio CH1).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac policlonal de conejo contra IgG1 Humana/Cadena pesada constante gamma de inmunoglobulina 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3500
GeneID	3500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-130 de la IgG1 Humana/Cadena pesada constante gamma de inmunoglobulina 1 (P01857)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SW	P01857
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo