


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igm Humana Para Wb, Elisa - P01871

Número de artículo: CM0026493



Introducción

El Anticuerpo policlonal de conejo anti-IgM humana se dirige a la región constante de la cadena pesada de la IgM humana (UniProt P01871). Validado para Western blot y ELISA, este anticuerpo policlonal es esencial para la investigación sobre inmunidad humoral, biología de células B y estudios de estructura-función de inmunoglobulinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo anti-IgM Humana
Observaciones/Alias	MU; VH; AGM1; IgM Humana
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3507
GeneID	3507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 213-453 de IGHM humana (P01871)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P01871
Peso Molecular de la Proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo