

Panel De Anticuerpos Monoclonales Contra Neutrófilos Humanos Para Citometría De Flujo - Panel De Neutrófilos Humanos

Número de artículo: CM0008196

Introducción

Panel de anticuerpos monoclonales de alta calidad dirigido a neutrófilos humanos, validado para citometría de flujo (CF). Ideal para inmunofenotipado e investigación en biología de neutrófilos. Se envía con bolsa de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Panel de Neutrófilos Humanos
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humana
Envío	Bolsa de hielo