

Panel De Células T Humanas - Anticuerpo Monoclonal De Conejo

Número de artículo: CM0012151

Introducción

Panel de anticuerpo monoclonal de conejo para el análisis de células T humanas por citometría de flujo (CF). Diseñado para aplicaciones de investigación en inmunooncología y estudios de células T. Tiene reactividad cruzada con muestras humanas. Se envía en bolsa de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Panel de Células T Humanas
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humana
Envío	Bolsa de hielo