

Cóctel De Anticuerpos Monoclonales Del Panel Tbnk Humano - Panel Tbnk Humano

Número de artículo: CM0011898

Introducción

Panel TBNK humano compuesto por anticuerpos monoclonales de conejo para la detección mediante citometría de flujo de células T, B y NK en muestras humanas. Adecuado para la inmunofenotipificación en investigación y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Panel TBNK humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
Envío	Bolsa de hielo