

Panel Tbnk Humano

Número de artículo: CM0009667

Introducción

El Panel TBNK humano es un conjunto de anticuerpos monoclonales optimizados para la inmunofenotipificación por citometría de flujo (CF) de células T, B y NK. Diseñado para muestras humanas, proporciona una herramienta fiable para la investigación en inmunología y estudios clínicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Panel TBNK humano
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humana
Envío	Bolsa de hielo