

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti Tioredoxina Reductasa 1/Trxr1 Humana Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16881

Número de artículo: CM0021334



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Tioredoxina Reductasa 1 humana (TXNRD1) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación en biología redox y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti Tioredoxina Reductasa 1/TRXR1 humana
Observaciones/Alias	TR; TR1; TXNR; TRXR1; GRIM-12; Tioredoxina reductasa 1 (TXNRD1)
Especie	Humano
ID de Gen	7296
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 410-490 de la tioredoxina reductasa 1 humana (TXNRD1) (NP_001087240.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16881
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo