

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Tlr3 Humano - O15455

Número de artículo: CM0022877



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TLR3 humano para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce TLR3 humano, un receptor clave de la inmunidad innata que detecta el dsRNA viral y activa respuestas inflamatorias. Adecuado para investigaciones en inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra TLR3 humano
Observaciones/Alias	TLR3; CD283; IIAE2; receptor tipo Toll 3; TLR3 humano
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7098
ID del gen	7098
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-339 de TLR3 humano (NP_003256.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O15455
Peso de la proteína	72 kDa/103 kDa
Envío	Bolsa de hielo