

Panel De Células B Transicionales/Inmaduras Humanas

Número de artículo: CM0005095

Introducción

Un panel de anticuerpos monoclonales para la identificación por citometría de flujo de células B transicionales e inmaduras humanas. Adecuado para la investigación inmunológica y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Panel de células B transicionales/inmaduras humanas
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
Envío	Bolsa de hielo