

Hus1B Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q8Nhy5

Número de artículo: CM0030632

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo HUS1B para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce la proteína humana HUS1B (~31 kDa) con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para estudios en biología de puntos de control y análisis de expresión tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	HUS1B pAb de conejo
Observaciones/Alias	HUS1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	135458
GeneID	135458
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-278 del HUS1B humano (NP_683762.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NHY5
Peso proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo