


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Hidroxil-Histona H2A-Y39 (P04908/P0C0S8) Para Wb, Ihc-P, Elisa

Número de artículo: CM0000072



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para la histona H2A hidroxilada en la tirosina 39 (P04908/P0C0S8), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata y otras especies. Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de Conejo Hidroxil-Histona H2A-Y39                                                                    |
| Observaciones/Alias | H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AC4; H2AFA; HIST1H2AE; Hidroxil-Histona H2A-Y39                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                    |
| GeneID (humano)     | 3012                                                                                                      |
| GeneID              | 3012/8329                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético: Un péptido hidroxilado sintético alrededor de la Y39 de la histona H2A humana (P04908) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                    |
| Categoría           | Otros Anticuerpos Modificados                                                                             |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)                                                         |
| SWISS               | P04908/P0C0S8                                                                                             |
| Peso Proteico       | 14kDa                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                            |