

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Id4 Para Wb, Elisa - P47928

Número de artículo: CM0018843

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ID4 humano, un regulador transcripcional implicado en el crecimiento celular, la diferenciación y el cáncer. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ID4 Rabbit pAb
Observaciones/alias	IDB4; bHLHb27; ID4
Especie	Humana
GenelD	3400 (humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ID4 humano (NP_001537.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P47928
Peso proteico	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo