

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Ifluor 594/Abflo 594 Para Db Y Elisa - If594

Número de artículo: CM0010413

Introducción

El Anticuerpo Monoclonal de Conejo Ifluor 594/ABflo 594 (iF594) es un anticuerpo independiente de la especie para aplicaciones de DB y ELISA. Reconoce específicamente el colorante Ifluor 594, lo que lo convierte en una herramienta esencial para la detección de colorantes fluorescentes en inmunoensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Ifluor 594/ABflo 594
Observaciones/Alias	iF594
Especie	Independiente de la especie
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a Ifluor 594
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo