


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Ifn-Beta Para Wb, Elisa - P01575

Número de artículo: CM0007131



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IFN-beta de ratón, adecuado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. IFN-beta es una citoquina innata clave con funciones antivirales e inmunorreguladoras. Ideal para investigación en inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFN-beta mAb de Conejo
Observaciones/Alias	Ifb; IFNB; Ifl1da1; IFN-beta
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3456
GeneID	15977
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-182 del IFN-beta de ratón (NP_034640.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01575
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo