

Ifn Gamma Rabbit Polymab® Para Wb Y Elisa - P01579 / P01581

Número de artículo: CM0005598



Introducción

IFN gamma Rabbit PolymAb® (SWISS P01579/P01581), un anticuerpo monoclonal que detecta interferón gamma humano y de rata mediante WB y ELISA. Ideal para estudios de investigación inmunológica y de infecciones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFN gamma Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	If2f; IFNG2
Especies	Humano/Rata
GeneID (Humano)	3458
GeneID	3458/25712
Inmunógeno	Proteína recombinante de IFN gamma humano/de rata
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P01579/P01581
Peso Molecular de la Proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo